

羊水吸引カテーテルのJIS適用に伴う製品仕様変更のお知らせ

弊社発売の羊水吸引カテーテルにつきましては、厚生労働省告示第112号(平成17年3月25日付)により、製品の仕様を日本工業規格(JIS)の基準に合わせるため、下記の通り変更いたします。

■変更製品

アトム羊水吸引カテーテル

■変更時期

平成19年8月1日より変更製品の出荷を順次開始します。

■変更内容

- ソケットを従来の白色から透明に変更します。
- カテーテルおよび吸引チューブの外径をmm単位で表示し、従来のFrサイズを併記します。

