

しきゅうしょうそくし
子宮消息子

Uterine Probe

子宮腔または子宮頸管の方向や大きさ、形、粘膜の性状や異常疼痛、子宮の移動性の有無などを調べる細い棒状の手術器具。

通称名：ゾンデ

子宮消息子 Uterine Probe



製品コード	全長
18275	30cm

先端部：銀製 柄：銅製 把手：ステンレス製

先端は様々な角度に曲げられる銀製、先端7cmから15cmまで1cmごとに目盛りがある手術器具。

子宮消息子

高齢者診断用

Uterine Probe



製品コード	全長
18895	25.5cm

先端部：銀製 柄：銅製 把手：ステンレス製

萎縮による子宮頸管の狭小化に際しても挿入できる
よう細く、先端7cmから目盛りがある手術器具。

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

腔壁圧定鈎

17890	産科腔壁圧定鈎	11B1X00002Y38022	産科腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18267	M.M 式産褥用腔壁圧定鈎	11B1X00002Y38024	M.M 式産褥用腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
17889	産科腔鏡	11B1X00002Y38028	産科腔鏡	アトムメディカル株式会社
18251	M.M 式産褥用腔鏡 L	11B1X00002Y38016	M.M 式産褥用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18252	M.M 式産褥用腔鏡 S	11B1X00002Y38016	M.M 式産褥用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18269	木下腔壁圧定鈎 L	11B1X00002X38001	木下腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18270	木下腔壁圧定鈎 M	11B1X00002X38001	木下腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18271	木下腔壁圧定鈎 S	11B1X00002X38001	木下腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18272	吾妻腔壁圧定鈎 L	11B1X00002Y38021	吾妻腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18273	吾妻腔壁圧定鈎 M	11B1X00002Y38021	吾妻腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18274	吾妻腔壁圧定鈎 S	11B1X00002Y38021	吾妻腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18263	クリステル腔鏡 L	11B1X00002Y38026	クリステル腔鏡	アトムメディカル株式会社
18264	クリステル腔鏡 M	11B1X00002Y38026	クリステル腔鏡	アトムメディカル株式会社
18265	クリステル腔鏡 S	11B1X00002Y38026	クリステル腔鏡	アトムメディカル株式会社
18253	柳腔鏡 通水用 /L	11B1X00002Y38025	柳腔鏡	アトムメディカル株式会社
18254	柳腔鏡 通水用 /M	11B1X00002Y38025	柳腔鏡	アトムメディカル株式会社
18255	柳腔鏡 通水用 /S	11B1X00002Y38025	柳腔鏡	アトムメディカル株式会社
18268	木下手術用腔壁圧定鈎	11B1X00002Y38023	木下手術用腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18256	安藤手術用腔鏡 重錘付	11B1X00002Y38027	安藤手術用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18262	木下手術用腔鏡 L	11B1X00002Y38015	木下手術用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18261	木下手術用腔鏡 LL	11B1X00002Y38015	木下手術用腔鏡	アトムメディカル株式会社
13395	腔壁圧定鈎 コーティング無	11B1X00002Y38001	腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社

子宮消息子

18275	子宮消息子 先銀製 / 劃線付	11B1X00002Y53001	子宮消息子	アトムメディカル株式会社
18895	子宮消息子 高齢者診断用	11B1X00002Y53001	子宮消息子	アトムメディカル株式会社