

卵管検査用器械

Salpingography Instruments

子宮内に挿入したカニューレを経由して、不妊症の診断をするために空気または水を加圧注入する器械。

しきゅうらんかんぞうえいかんし

子宮卵管造影鉗子 横外し
Salpingography Forceps



卵管内への造影剤の注入に用いる卵管検査用の鉗子。

製品コード	識別番号	挿入先径	全長
18001	CM-5452	2.7mm	26.5cm


※写真のシリンジは付属しません。貴院でご準備ください

ステンレス製

やないはらけいかん

矢内原頸管カニューレ

Yanaihara Hysterosalpingography Cannula



CM-5462/L

CM-5462/S

卵管通気用、通水用として卵管疎通性検査に用いることができる頸管カニューレ。

製品コード	識別番号	サイズ	全長
18128	CM-5462	L : 最大径20mm	21.5cm
18129		S : 最大径16mm	

先端部：ポリアセタール 導管：黄銅製Crメッキ

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮腔部鉗子

18313	塚原腔部鉗子	11B1X00002Y39069	塚原腔部鉗子	アトムメディカル株式会社
19213	腔部弯曲鉗子	11B1X00002Y39001	腔部弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社
17850	KS 腔部弯曲鉗子 5×6爪/26cm	11B1X00002Y39003	KS 腔部弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社
17896	IK 単鉗鉗子 BOX-LOCK	11B1X00002Y39074	IK 単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
17897	IK 単鉗鉗子 ネジ止	11B1X00002Y39074	IK 単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19207	マルチン単鉗鉗子 BOX-LOCK	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18200	マルチン単鉗鉗子 ネジ止	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18312	マルチン単鉗鉗子 嘴管止付 / ネジ止	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18198	ミューゾ双鉗鉗子	11B1X00002Y39072	ミューゾ双鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19210	双鉗鉗子	11B1X00002Y39035	双鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19212	四爪鉗鉗子	11B1X00002Y39034	四爪鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18340	アトムリン式弯曲鉗子	11B1X00002Z39009	アトムリン式弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社

卵管検査用器械

18001	子宮卵管造影鉗子	11B1X00002Z74005	子宮卵管造影鉗子	アトムメディカル株式会社
18128	矢内原頸管カニューレ L	11B1X00002Z74002	矢内原頸管カニューレ	アトムメディカル株式会社
18129	矢内原頸管カニューレ S	11B1X00002Z74002	矢内原頸管カニューレ	アトムメディカル株式会社

造腔用プロテーゼ・腔ダイレーター

17022	造腔用プロテーゼ L	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17023	造腔用プロテーゼ M	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17024	造腔用プロテーゼ S	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17884	腔ダイレーター L	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社
17885	腔ダイレーター M	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社
17886	腔ダイレーター S	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社

人工授精先・導尿カテーテル

17040	慶応式人工授精先 銀製 / 太・細 2 本組	11B1X00002Z74003	慶応式人工授精先	アトムメディカル株式会社
17035	S 字状カテーテル (導尿カテーテル)	11B1X00002Y51002	S 字状カテーテル	アトムメディカル株式会社