

# 造腔用プロテーゼ・腔ダイレーター


## Vaginal Prosthesis / Vaginal Dilator

腔欠損の患者に対して、皮膚弁移植法、腹膜利用法、その他の手技による腔形成を行った後、腔腔の再狭窄を防ぐ処置として用いられる器具。また、腔低形成の患者に対して、腔入口部を本品で圧迫、拡張を繰り返して腔腔を形成するために用いられる器具。

### 造腔用プロテーゼ Vaginal Prosthesis


| 製品コード | 識別番号    | サイズ | 寸 法  |      |      |
|-------|---------|-----|------|------|------|
|       |         |     | A    | B    | C    |
| 17022 | CM-5693 | L   | 40mm | 90mm | 30mm |
| 17023 |         | M   | 35mm | 80mm | 25mm |
| 17024 |         | S   | 30mm | 70mm | 20mm |

メタクリル樹脂（アクリル樹脂）製




中心の穴は薬液注入に都合がよく、また、抜去用の糸通し付き。

### 腔ダイレーター Vaginal Dilator



| 製品コード | サイズ | 寸 法   |      |      |
|-------|-----|-------|------|------|
|       |     | 全長    | 直径 1 | 直径 2 |
| 17884 | L   | 180mm | 30mm | 24mm |
| 17885 | M   |       | 25mm | 19mm |
| 17886 | S   |       | 20mm | 14mm |

メタクリル樹脂（アクリル樹脂）製



先端から7cmのところに目盛があり、両端のどちらからでも挿入可能なタイプ。

| 製品コード | 品名 | 届出番号 | 販売名 | 製造販売元 |
|-------|----|------|-----|-------|
|-------|----|------|-----|-------|

## 子宮腔部鉗子

|       |                          |                  |            |              |
|-------|--------------------------|------------------|------------|--------------|
| 18313 | 塚原腔部鉗子                   | 11B1X00002Y39069 | 塚原腔部鉗子     | アトムメディカル株式会社 |
| 19213 | 腔部弯曲鉗子                   | 11B1X00002Y39001 | 腔部弯曲鉗子     | アトムメディカル株式会社 |
| 17850 | KS 腔部弯曲鉗子 5 × 6 爪 / 26cm | 11B1X00002Y39003 | KS 腔部弯曲鉗子  | アトムメディカル株式会社 |
| 17896 | IK 単鉗鉗子 BOX-LOCK         | 11B1X00002Y39074 | IK 単鉗鉗子    | アトムメディカル株式会社 |
| 17897 | IK 単鉗鉗子 ネジ止              | 11B1X00002Y39074 | IK 単鉗鉗子    | アトムメディカル株式会社 |
| 19207 | マルチン単鉗鉗子 BOX-LOCK        | 11B1X00002Y39023 | マルチン単鉗鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 18200 | マルチン単鉗鉗子 ネジ止             | 11B1X00002Y39023 | マルチン単鉗鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 18312 | マルチン単鉗鉗子 嘴管止付 / ネジ止      | 11B1X00002Y39023 | マルチン単鉗鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 18198 | ミューゾ双鉗鉗子                 | 11B1X00002Y39072 | ミューゾ双鉗鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19210 | 双鉗鉗子                     | 11B1X00002Y39035 | 双鉗鉗子       | アトムメディカル株式会社 |
| 19212 | 四爪鉗鉗子                    | 11B1X00002Y39034 | 四爪鉗鉗子      | アトムメディカル株式会社 |
| 18340 | アトムリン式弯曲鉗子               | 11B1X00002Z39009 | アトムリン式弯曲鉗子 | アトムメディカル株式会社 |

## 卵管検査用器械

|       |              |                  |            |              |
|-------|--------------|------------------|------------|--------------|
| 18001 | 子宮卵管造影鉗子     | 11B1X00002Z74005 | 子宮卵管造影鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 18128 | 矢内原頸管カニューレ L | 11B1X00002Z74002 | 矢内原頸管カニューレ | アトムメディカル株式会社 |
| 18129 | 矢内原頸管カニューレ S | 11B1X00002Z74002 | 矢内原頸管カニューレ | アトムメディカル株式会社 |

## 造腔用プロテーゼ・腔ダイレーター

|       |            |                  |          |              |
|-------|------------|------------------|----------|--------------|
| 17022 | 造腔用プロテーゼ L | 11B1X00002Z52004 | 造腔用プロテーゼ | アトムメディカル株式会社 |
| 17023 | 造腔用プロテーゼ M | 11B1X00002Z52004 | 造腔用プロテーゼ | アトムメディカル株式会社 |
| 17024 | 造腔用プロテーゼ S | 11B1X00002Z52004 | 造腔用プロテーゼ | アトムメディカル株式会社 |
| 17884 | 腔ダイレーター L  | 11B1X00002Z52005 | 腔ダイレーター  | アトムメディカル株式会社 |
| 17885 | 腔ダイレーター M  | 11B1X00002Z52005 | 腔ダイレーター  | アトムメディカル株式会社 |
| 17886 | 腔ダイレーター S  | 11B1X00002Z52005 | 腔ダイレーター  | アトムメディカル株式会社 |

## 人工授精先・導尿カテーテル

|       |                        |                  |           |              |
|-------|------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 17040 | 慶応式人工授精先 銀製 / 太・細 2 本組 | 11B1X00002Z74003 | 慶応式人工授精先  | アトムメディカル株式会社 |
| 17035 | S 字状カテーテル (導尿カテーテル)    | 11B1X00002Y51002 | S 字状カテーテル | アトムメディカル株式会社 |