


人工授精先・導尿カテーテル

Airtificial Fertilization / Urinary Catheter

慶応式人工授精先 太・細2本組

Keio Type Artificial Fertilization



銀製で柔軟性があり、容易に曲げられる人工授精用の鉗子。

製品コード	識別番号	サイズ
17040	CM-5253	太：2.3×70mm 細：2.0×70mm

銀製

S字状カテーテル 導尿カテーテル

Urinary Catheter



膀胱内の尿を排出するため、先端に穴が開いており、内部が空洞になっているカテーテル。また、先端を触知して膀胱の下端の位置を確認するために用いられる。

製品コード	先端径
17035	4.5mm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮腔部鉗子

18313	塚原腔部鉗子	11B1X00002Y39069	塚原腔部鉗子	アトムメディカル株式会社
19213	腔部弯曲鉗子	11B1X00002Y39001	腔部弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社
17850	KS 腔部弯曲鉗子 5 × 6 爪 / 26cm	11B1X00002Y39003	KS 腔部弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社
17896	IK 単鉗鉗子 BOX-LOCK	11B1X00002Y39074	IK 単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
17897	IK 単鉗鉗子 ネジ止	11B1X00002Y39074	IK 単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19207	マルチン単鉗鉗子 BOX-LOCK	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18200	マルチン単鉗鉗子 ネジ止	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18312	マルチン単鉗鉗子 嘴管止付 / ネジ止	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18198	ミューゾ双鉗鉗子	11B1X00002Y39072	ミューゾ双鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19210	双鉗鉗子	11B1X00002Y39035	双鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19212	四爪鉗鉗子	11B1X00002Y39034	四爪鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18340	アトムリン式弯曲鉗子	11B1X00002Z39009	アトムリン式弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社

卵管検査用器械

18001	子宮卵管造影鉗子	11B1X00002Z74005	子宮卵管造影鉗子	アトムメディカル株式会社
18128	矢内原頸管カニューレ L	11B1X00002Z74002	矢内原頸管カニューレ	アトムメディカル株式会社
18129	矢内原頸管カニューレ S	11B1X00002Z74002	矢内原頸管カニューレ	アトムメディカル株式会社

造腔用プロテーゼ・腔ダイレーター

17022	造腔用プロテーゼ L	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17023	造腔用プロテーゼ M	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17024	造腔用プロテーゼ S	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17884	腔ダイレーター L	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社
17885	腔ダイレーター M	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社
17886	腔ダイレーター S	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社

人工授精先・導尿カテーテル

17040	慶応式人工授精先 銀製 / 太・細 2 本組	11B1X00002Z74003	慶応式人工授精先	アトムメディカル株式会社
17035	S 字状カテーテル (導尿カテーテル)	11B1X00002Y51002	S 字状カテーテル	アトムメディカル株式会社