


ゆうそうどんひ えいひ りゅうざんかんし
有窓鈍匙／鋭匙・流産鉗子

Uterine Curettes / Abortion Forceps

子宮内を搔爬（そうは）するための細長い器械。

にちぼがたゆうそうどんひ
日母型有窓鈍匙

J.A.M.W Type Uterine Curettes




先端が半肩平状で安全性を考慮し半鈍としたキューレット。先端10cmまでは柔軟に曲げやすく、先端から7、10、15cmの目盛りが付いています。

製品コード	先 幅	全 長
18445	4.5mm	28cm
18446	6mm	
18409	9mm	
18412	12mm	
18415	15mm	

刃先：ステンレス製Crメッキ 柄：銅製Crメッキ 把手：黄銅製Crメッキ

そうざんようゆうそうどんひ
ブンム早産用有窓鈍匙

Bumm Uterine Curettes




早産や不全流産時に用いられる、鈍角型の薄い刃先を持つキューレット。先端10cmまで柔軟に曲げられ、子宮内容物の搔爬に有用です。

製品コード	刃 先	先 幅	全 長
18301	No.1	8mm	28cm
18302	No.2	9mm	
18303	No.3	12mm	
18304	No.4	14mm	
18305	No.5	17mm	

刃先：ステンレス製Crメッキ 柄：銅製Crメッキ 把手：黄銅製Crメッキ

オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 Olshausen Uterine Curettes




先端10cmまで曲げられ、先端から7cmのところに目盛りがあるキューレット。

製品コード	刃先	先幅	全長
18201	No.1	3.5mm	27cm
18202	No.2	4.5mm	
18203	No.3	5.5mm	
18204	No.4	6.5mm	
18205	No.5	7.5mm	

刃先：ステンレス製Crメッキ 柄：銅製Crメッキ 把手：黄銅製Crメッキ

ヒルスト流産鉗子 ネジ止 Hirst Abortion Forceps



早期流産時や子宮内容物の挟鉗に用いられる、先端から7cmに目盛りのある鉗子。

製品コード	先幅	全長
18806	6mm	27.5cm
18807	7mm	
18808	8mm	

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮頸管拡張器

18289	日母型子宮頸管拡張器 ヘガール型(短)/No.1~No.15/22本組	11B1X00002Z52003	日母型子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18288	日母型子宮頸管拡張器 ヘガール型(短)/No.1~No.20/27本組	11B1X00002Z52003	日母型子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18290	日母型子宮頸管拡張器 ヘガール型(短)/No.16~No.20/5本組	11B1X00002Z52003	日母型子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18284	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘入/No.1~No.15/15本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18285	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘入/No.16~No.20/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18286	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘入/No.21~No.25/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18280	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.1~No.15/15本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18281	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.16~No.20/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18282	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.21~No.25/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社
18283	吾妻子宮頸管拡張器(ヘガール型)錘無/No.26~No.30/5本組	11B1X00002Z52001	吾妻子宮頸管拡張器	アトムメディカル株式会社

有窓鈍匙 / 鋭匙・流産鉗子

18445	日母型有窓鈍匙 先幅 4.5mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18446	日母型有窓鈍匙 先幅 6mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18409	日母型有窓鈍匙 先幅 9mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18412	日母型有窓鈍匙 先幅 12mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18415	日母型有窓鈍匙 先幅 15mm	11B1X00002Y37006	日母型有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18301	ブンム早産用有窓鈍匙 No.1	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18302	ブンム早産用有窓鈍匙 No.2	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18303	ブンム早産用有窓鈍匙 No.3	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18304	ブンム早産用有窓鈍匙 No.4	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18305	ブンム早産用有窓鈍匙 No.5	11B1X00002Y37008	ブンム早産用有窓鈍匙	アトムメディカル株式会社
18201	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.1	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18202	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.2	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18203	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.3	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18204	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.4	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18205	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙 No.5	11B1X00002Y37003	オルスハウゼン子宮有窓鋭匙	アトムメディカル株式会社
18806	ヒルスト流産鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39066	ヒルスト流産鉗子	アトムメディカル株式会社
18807	ヒルスト流産鉗子 先幅 7mm	11B1X00002Y39066	ヒルスト流産鉗子	アトムメディカル株式会社
18808	ヒルスト流産鉗子 先幅 8mm	11B1X00002Y39066	ヒルスト流産鉗子	アトムメディカル株式会社