


胎盤鉗子

Placenta Forceps

先端から 7cm のところに目盛が付いている子宮内容物を摘出する鉗子。

たいばんかんし アトム胎盤鉗子 ネジ止 Atom Placenta Forceps




把持部が指にフィットするように設計された鉗子。

製品コード	先 幅	全 長
18855	4.5mm	23cm
18856	6mm	
18857	9mm	
18858	12mm	24cm
18859	15mm	25cm

ステンレス製

にちぼがたいばんかんし 日母型胎盤鉗子 ネジ止 J.A.M.W Type Placenta Forceps



関節部から挟鉗部までを細くし弾性をもたせ感触が伝わり挿入しやすいように設計された鉗子。


製品コード	先 幅	全 長
18745	4.5mm	24.5cm
18706	6mm	
18709	9mm	
18712	12mm	25cm
18715	15mm	26cm

ステンレス製

たかやまたいばんかんし

高山胎盤鉗子 ネジ止

Takayama Placenta Forceps



先端が大きく、ラチェットが付いた胎盤鉗子。先端が大きい理由は考案された時代背景（明治末期）によるもの。


製品コード	先 幅	全 長
18611	11mm	27cm
18613	13mm	
18615	15mm	

ステンレス製

こたかたいばんかんし

小鷹胎盤鉗子 ネジ止

Kotaka Placenta Forceps



感触が伝達されるように全体的に柄を細くし弾力をもたせ、先端の開きを小さくし子宮壁を挟む恐れがないように設計された胎盤鉗子。

製品コード	先 幅	全 長
18506	6mm	25.5cm
18507	7mm	
18508	8mm	
18509	9mm	
18510	10mm	
18511	11mm	
18512	12mm	
18513	13mm	
18514	14mm	
18515	15mm	

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

胎盤鉗子

18855	アトム胎盤鉗子 先幅 4.5mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18856	アトム胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18857	アトム胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18858	アトム胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18859	アトム胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18745	日母型胎盤鉗子 先幅 4.5mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18706	日母型胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18709	日母型胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18712	日母型胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18715	日母型胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18611	高山胎盤鉗子 先幅 11mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18613	高山胎盤鉗子 先幅 13mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18615	高山胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18506	小鷹胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18507	小鷹胎盤鉗子 先幅 7mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18508	小鷹胎盤鉗子 先幅 8mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18509	小鷹胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18510	小鷹胎盤鉗子 先幅 10mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18511	小鷹胎盤鉗子 先幅 11mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18512	小鷹胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18513	小鷹胎盤鉗子 先幅 13mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18514	小鷹胎盤鉗子 先幅 14mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18515	小鷹胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社

骨盤計・児頭計測器

17026	ブライスキー骨盤計			アトムメディカル株式会社
17027	マルチン骨盤計			アトムメディカル株式会社
17029	児頭計測器			アトムメディカル株式会社

産科鉗子

18172	東大式ネーグリ鉗子 35cm	11B1X00002Z39024	東大式ネーグリ鉗子	アトムメディカル株式会社
19286	東大式キーラン鉗子	11B1X00002Z39025	東大式キーラン鉗子	アトムメディカル株式会社
19289	パイパー産科鉗子	11B1X00002Y39059	パイパー産科鉗子	アトムメディカル株式会社