


骨盤計

Pelvimeter

妊産婦の骨盤各部を計測し、分娩に関連する診断を行うために用いられる計測器。

ブライスキー骨盤計 Breisky Pelvimeter



マルチン骨盤計 Martin Pelvimeter



外径および内径が測れる骨盤計。

製品コード	識別番号	測定範囲
17026	CM-5569	外径：0～45cm・内径：0～40cm

ステンレス製

製品コード	識別番号	測定範囲
17027	CM-5571	0～50cm

ステンレス製

児頭計測器

Head Measure

分娩時の応形機能の程度、異常、新生児の発育状態、を把握するために用いられる計測器。

児頭計測器

Baby Head Measure



製品コード	測定範囲
17029	0～18cm

ステンレス製

ペンを持つように児頭計測器の両足端を保持し目盛りを読む測定器。

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

胎盤鉗子

18855	アトム胎盤鉗子 先幅 4.5mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18856	アトム胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18857	アトム胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18858	アトム胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18859	アトム胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18745	日母型胎盤鉗子 先幅 4.5mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18706	日母型胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18709	日母型胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18712	日母型胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18715	日母型胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18611	高山胎盤鉗子 先幅 11mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18613	高山胎盤鉗子 先幅 13mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18615	高山胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18506	小鷹胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18507	小鷹胎盤鉗子 先幅 7mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18508	小鷹胎盤鉗子 先幅 8mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18509	小鷹胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18510	小鷹胎盤鉗子 先幅 10mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18511	小鷹胎盤鉗子 先幅 11mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18512	小鷹胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18513	小鷹胎盤鉗子 先幅 13mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18514	小鷹胎盤鉗子 先幅 14mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18515	小鷹胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社

骨盤計・児頭計測器

17026	ブライスキー骨盤計			アトムメディカル株式会社
17027	マルチン骨盤計			アトムメディカル株式会社
17029	児頭計測器			アトムメディカル株式会社

産科鉗子

18172	東大式ネーグリ鉗子 35cm	11B1X00002Z39024	東大式ネーグリ鉗子	アトムメディカル株式会社
19286	東大式キーラン鉗子	11B1X00002Z39025	東大式キーラン鉗子	アトムメディカル株式会社
19289	パイパー産科鉗子	11B1X00002Y39059	パイパー産科鉗子	アトムメディカル株式会社