


産科鉗子

Obstetric Forceps

自然分娩において遂娩が不可能な場合に、会陰部に挿入し胎児の頭を挟んで娩出する器具。

東大式ネーゲリ鉗子

UTokyo Naegele Forceps



イメージ図

製品コード	識別番号	全長
18172	CM-5573	35cm

ステンレス製

ドイツのネーゲリ鉗子を原型とし、1904年(明治37年)ごろ匙が薄く軽く改良され、2013年に復刻した産科鉗子。

東大式キーラン鉗子

UTokyo Kielland Forceps




回旋異常ともいい、匙部が細長く回旋に用いられる産科鉗子。

製品コード	全長
19286	38.5cm

ステンレス製

パイパー産科鉗子

Piper Obstetric Forceps



後続児頭鉗子といわれ骨盤位分娩用の鉗子として考案された産科鉗子。

製品コード	識別番号	全長
19289	KB760/44	44cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

胎盤鉗子

18855	アトム胎盤鉗子 先幅 4.5mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18856	アトム胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18857	アトム胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18858	アトム胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18859	アトム胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39061	アトム胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18745	日母型胎盤鉗子 先幅 4.5mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18706	日母型胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18709	日母型胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18712	日母型胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18715	日母型胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39053	日母型胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18611	高山胎盤鉗子 先幅 11mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18613	高山胎盤鉗子 先幅 13mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18615	高山胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39063	高山胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18506	小鷹胎盤鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18507	小鷹胎盤鉗子 先幅 7mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18508	小鷹胎盤鉗子 先幅 8mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18509	小鷹胎盤鉗子 先幅 9mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18510	小鷹胎盤鉗子 先幅 10mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18511	小鷹胎盤鉗子 先幅 11mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18512	小鷹胎盤鉗子 先幅 12mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18513	小鷹胎盤鉗子 先幅 13mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18514	小鷹胎盤鉗子 先幅 14mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社
18515	小鷹胎盤鉗子 先幅 15mm	11B1X00002Y39064	小鷹胎盤鉗子	アトムメディカル株式会社

骨盤計・児頭計測器

17026	ブライスキー骨盤計			アトムメディカル株式会社
17027	マルチン骨盤計			アトムメディカル株式会社
17029	児頭計測器			アトムメディカル株式会社

産科鉗子

18172	東大式ネーグリ鉗子 35cm	11B1X00002Z39024	東大式ネーグリ鉗子	アトムメディカル株式会社
19286	東大式キーラン鉗子	11B1X00002Z39025	東大式キーラン鉗子	アトムメディカル株式会社
19289	パイパー産科鉗子	11B1X00002Y39059	パイパー産科鉗子	アトムメディカル株式会社