

帝切用分娩匙


Caesarean Instrument

子宮峡部に術者の手が挿入できない場合に、切開創より挿入し児頭にあてて娩出する帝切用分娩へら。

あかぎていおうせっかいぶんべんしゅつき

明城帝王切開娩出器

Akagi Obstetric Scoop



イメージ図

スプーン状で、先端部には匙状の凹部と開口がある
帝切用分娩へら。

製品コード	識別番号	全 長
18215	CM-5664	34.5cm

ステンレス製

ていおうせっかいぶんべんひ

アトムO&K帝王切開分娩匙

Atom O&K Obstetric Scoop



児頭と骨盤の周囲状況に適した型で、匙部を骨盤内に
挿入しやすくした帝切用分娩へら。

製品コード	全 長
18216	27cm

ステンレス製

帝切用筋層鉗子

Muscle Layer Forceps for Caesarean Section

主に帝王切開の子宮切開縁を挟鉗するために用いられる鉗子。

アトム帝切用筋層鉗子 BOX-LOCK Atom Muscle Layer Forceps for C-section

F式帝切用筋層鉗子 ネジ止 F-Type Muscle Layer Forceps for C-section



18138

18139

F式帝切用筋層鉗子A型より柄や把持部が太い筋層鉗子。

アトム帝切用筋層鉗子より柄や把持部がスリムにできている筋層鉗子。

筋層の把持固定と止血に用いるため開発された筋層鉗子。

製品コード	全 長
18850	19.5cm

ステンレス製

製品コード	形 状	全 長
18138	A 型	19.5cm
18139	B 型	18.7cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

帝切用分娩匙

18215	明城帝王切開娩出器	11B1X00002Z38010	明城帝王切開娩出器	アトムメディカル株式会社
18216	アトム O&K 帝王切開分娩匙	11B1X00002Y37002	アトムO&K帝王切開分娩匙	アトムメディカル株式会社

帝切用筋層鉗子

18850	アトム帝切用筋層鉗子	11B1X00002Y39062	アトム帝切用筋層鉗子	アトムメディカル株式会社
18138	F 式帝切用筋層鉗子 A 型	11B1X00002Y39060	F 式帝切用筋層鉗子	アトムメディカル株式会社
18139	F 式帝切用筋層鉗子 B 型	11B1X00002Y39060	F 式帝切用筋層鉗子	アトムメディカル株式会社

剪刀

17229	外科剪刀 直・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17233	外科剪刀 直・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17238	外科剪刀 反・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17242	外科剪刀 反・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17284	外科剪刀 超硬チップ付 / 直・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17286	外科剪刀 超硬チップ付 / 直・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17287	外科剪刀 超硬チップ付 / 反・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17289	外科剪刀 超硬チップ付 / 反・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17374	シムス子宮剪刀 直・両鈍 /20cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17375	シムス子宮剪刀 直・両鈍 /23cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17376	シムス子宮剪刀 反・両鈍 /20cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17377	シムス子宮剪刀 反・両鈍 /23cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17393	子宮傍組織剪刀 弱弯 /23cm	11B1X00002Y35001	子宮傍組織剪刀	アトムメディカル株式会社
17394	子宮傍組織剪刀 強弯 /22.5cm	11B1X00002Y35001	子宮傍組織剪刀	アトムメディカル株式会社
18040	M.M 式子宮強弯剪刀	11B1X00002Y35010	M.M 式子宮強弯剪刀	アトムメディカル株式会社
18018	アトム臍帯剪刀	11B1X00002Y35012	アトム臍帯剪刀	アトムメディカル株式会社
17390	ブッシュ臍帯剪刀	11B1X00002Y35008	ブッシュ臍帯剪刀	アトムメディカル株式会社
18019	アトム新生児用爪切剪刀	11B1X00002Y35011	アトム新生児用爪切剪刀	アトムメディカル株式会社