


ピンセット

Tissue Forceps

手術で組織を把持するための器具。

通称名：鑷子(せっし)

子宮ピンセット Uterine Forceps




AB070/23

製品コード	識別番号	形状	全長
17204	AB070/23	無鉤	23cm
17205	AB080/23	有鉤	

ステンレス製

婦人科無傷性ピンセット Gynecological De Bakey Forceps




細かい横溝と深い縦溝が走り、確実に把持できるが組織に損傷を与えないドベーカータイプの鑷子。

製品コード	識別番号	先幅	全長
17199	AB866/24	3.5mm	24cm

ステンレス製

ようけいかんせっし アトムコルポスコープ用頸管鑷子 Atom Endocervical Canal Forceps for Colposcopy




先端の扁平部で頸管を開いて検鏡をする際に用いられる鑷子。

製品コード	全長
18168	26cm

ブラックコーティング

ピンセット 直・無鉤
Forceps




組織を傷つけることなく把持できる主に腹腔内操作時に用いられる無鉤鑷子。

製品コード	識別番号	全長
17103	AB070/14	14.5cm
17104	AB070/16	16cm
17105	AB070/18	18cm
17106	AB070/20	20cm
17107	AB070/25	25cm

ステンレス製

ピンセット 直・有鉤
Forceps



鉤状の先端で組織をしっかりつかみ、皮膚や筋膜・靭帯などの硬い組織を把持する有鉤鑷子。

製品コード	識別番号	全長
17121	AB080/14	14.5cm
17122	AB080/16	16cm
17123	AB080/18	18cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
17204	子宮ピンセット 無鉤 /23cm	11B1X00002Y36007	子宮ピンセット	アトムメディカル株式会社
17205	子宮ピンセット 有鉤 /23cm	11B1X00002Y36007	子宮ピンセット	アトムメディカル株式会社
17199	婦人科無傷性ピンセット 24cm	11B1X00002Y36009	婦人科無傷性ピンセット	アトムメディカル株式会社
18168	アトムコルポスコピー用頸管鑷子	11B1X00002Y52001	アトムコルポスコピー用頸管鑷子	アトムメディカル株式会社
17103	ピンセット 直・無鉤 /14.5cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社
17104	ピンセット 直・無鉤 /16cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社
17105	ピンセット 直・無鉤 /18cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社
17106	ピンセット 直・無鉤 /20cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社
17107	ピンセット 直・無鉤 /25cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社
17121	ピンセット 直・有鉤 /14.5cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社
17122	ピンセット 直・有鉤 /16cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社
17123	ピンセット 直・有鉤 /18cm	11B1X00002Y36001	ピンセット	アトムメディカル株式会社

生検器具

17856	アトム試験的切除鉗子 A 型 /MO チップ付	11B1X00002Y39070	アトム試験的切除鉗子	アトムメディカル株式会社
17858	アトム試験的切除鉗子 B 型 / バネ付ハンドル	11B1X00002Y39070	アトム試験的切除鉗子	アトムメディカル株式会社
17860	アトム試験的切除鉗子 C 型 /MI チップ付	11B1X00002Y39070	アトム試験的切除鉗子	アトムメディカル株式会社
17864	アトム試験的切除鉗子 癌研型	11B1X00002Y39070	アトム試験的切除鉗子	アトムメディカル株式会社
19011	アトム生検鉗子 L4	11B1X1000639M025	アトム生検鉗子	株式会社 YDM
19010	アトム生検鉗子 L7	11B1X1000639M025	アトム生検鉗子	株式会社 YDM

生検鋭匙

19009	ケボルキャン・キューレット 30cm	11B1X00002Y37001	ケボルキャン・キューレット	アトムメディカル株式会社
19008	ケボルキャン・キューレット 脱落防止タイプ /30cm	11B1X00002Y37001	ケボルキャン・キューレット	アトムメディカル株式会社
18121	ライヘルシャルド生検鋭匙	11B1X00002Z37003	ライヘルシャルド生検鋭匙	アトムメディカル株式会社
18137	ゾンデーキューレット	11B1X00002Z37005	ゾンデーキューレット	アトムメディカル株式会社