


せんとう 剪刀


Scissors

組織を切るために用いられる器具。

げかせんとう 外科剪刀 両 鈍 ネジ止 Operating Scissors



両先端が鈍で丸みを帯びており、組織を傷つけない手術用剪刀。



製品コード	識別番号	形 状	全 長
17229	AC010/14	直	14.5cm
17233	AC010/18		18.5cm
17238	AC011/14	反	14.5cm
17242	AC011/18		18.5cm

ステンレス製

通称名：クーパー(形状が反っていて、鈍で丸みを帯びた刃先を持つ剪刀)

げかせんとう
外科剪刀

Operating Scissors


TUC
超硬チップ付

両 鈍 ネジ止



AC900/14

刃先に超硬合金が使用された超硬チップ付の外科剪刀。



AC901/14

製品コード	識別番号	形 状	全 長
17284	AC900/14	直	14.5cm
17286	AC900/18		18.5cm
17287	AC901/14	反	14.5cm
17289	AC901/18		18.5cm

ステンレス製

通称名：クーパー（形状が反っていて、鈍で丸みを帯びた刃先を持つ剪刀）

せんとう 剪刀


Scissors

組織を切るために用いられる器具。

しきゅうせんとう シムス子宮剪刀 両 鈍 ネジ止 Sims Uterine Scissors



婦人科用剪刀。




製品コード	識別番号	形 状	全 長
17374	AC090/20	直	20cm
17375	AC090/23		23cm
17376	AC091/20	反	20cm
17377	AC091/23		23cm

ステンレス製

通称名：長クーパー（形状が反っていて、鈍で丸みを帯びた刃先を持つ柄の長い剪刀）

しきゅうぼうそしきせんとう
子宮傍組織剪刀 ネジ止
Parametrium Scissors




子宮を切断する際などに用いられる剪刀。

製品コード	識別番号	形 状	全 長
17393	tk9081-23	弱 弯	23cm
17394	tk9083-22	強 弯	22.5cm

ステンレス製

しきしきゅうきょうわんせんとう
M.M式子宮強弯剪刀 ネジ止
M.M-Type Hysterectomy Scissors



腔壁を切断する際に、子宮腔部を上方に押しつつ切断するために有用な剪刀。

製品コード	全 長
18040	22cm

ステンレス製

せんとう 剪刀

Scissors

組織を切るために用いられる器具。

さいたいせんとう アトム臍帯剪刀 横外し Atom Umbilical Scissors



断端の癒着を容易にするため刃先は鈍性に、処置の際に皮膚を傷つけないため先端を丸く設計された臍帯切断用剪刀。

製品コード	全 長
18018	15.5cm

ステンレス製

さいたいせんとう ブッシュ臍帯剪刀 ネジ止 Busch Umbilical Scissors




アトム臍帯剪刀とは、反り方が異なる臍帯剪刀。


製品コード	識別番号	全 長
17390	AC365/16	16cm

ステンレス製

しんせいじょうつめきりせんとう
アトム新生児用爪切剪刀 ネジ止
 Atom Infant Nail Scissors



実物大



実物大

[全長]

18019
10.5cm

製品コード	全 長
18019	10.5cm

ステンレス製

児が突然動いた際などに傷つけないよう、刃が大きく開かず、刃先が丸くなっている剪刀。

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

帝切用分娩匙

18215	明城帝王切開娩出器	11B1X00002Z38010	明城帝王切開娩出器	アトムメディカル株式会社
18216	アトム O&K 帝王切開分娩匙	11B1X00002Y37002	アトムO&K帝王切開分娩匙	アトムメディカル株式会社

帝切用筋層鉗子

18850	アトム帝切用筋層鉗子	11B1X00002Y39062	アトム帝切用筋層鉗子	アトムメディカル株式会社
18138	F 式帝切用筋層鉗子 A 型	11B1X00002Y39060	F 式帝切用筋層鉗子	アトムメディカル株式会社
18139	F 式帝切用筋層鉗子 B 型	11B1X00002Y39060	F 式帝切用筋層鉗子	アトムメディカル株式会社

剪刀

17229	外科剪刀 直・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17233	外科剪刀 直・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17238	外科剪刀 反・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17242	外科剪刀 反・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17284	外科剪刀 超硬チップ付 / 直・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17286	外科剪刀 超硬チップ付 / 直・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17287	外科剪刀 超硬チップ付 / 反・両鈍 /14.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17289	外科剪刀 超硬チップ付 / 反・両鈍 /18.5cm	11B1X00002Y35002	外科剪刀	アトムメディカル株式会社
17374	シムス子宮剪刀 直・両鈍 /20cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17375	シムス子宮剪刀 直・両鈍 /23cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17376	シムス子宮剪刀 反・両鈍 /20cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17377	シムス子宮剪刀 反・両鈍 /23cm	11B1X00002Y35003	シムス子宮剪刀	アトムメディカル株式会社
17393	子宮傍組織剪刀 弱弯 /23cm	11B1X00002Y35001	子宮傍組織剪刀	アトムメディカル株式会社
17394	子宮傍組織剪刀 強弯 /22.5cm	11B1X00002Y35001	子宮傍組織剪刀	アトムメディカル株式会社
18040	M.M 式子宮強弯剪刀	11B1X00002Y35010	M.M 式子宮強弯剪刀	アトムメディカル株式会社
18018	アトム臍帯剪刀	11B1X00002Y35012	アトム臍帯剪刀	アトムメディカル株式会社
17390	ブッシュ臍帯剪刀	11B1X00002Y35008	ブッシュ臍帯剪刀	アトムメディカル株式会社
18019	アトム新生児用爪切剪刀	11B1X00002Y35011	アトム新生児用爪切剪刀	アトムメディカル株式会社