

# 止血鉗子

## Hemostatic Forceps


主に、手術部位の血管を挟んで止血するために用いる鉗子。

ロチェスター・ペアン止血鉗子

直・無鉤

BOX-LOCK

Rochester-Pean Hemostatic Forceps



先端に鉤が無く把持力が弱く、組織への挫滅が少ない止血鉗子。

| 製品コード | 識別番号       | 全 長  |
|-------|------------|------|
| 19375 | tk12060-14 | 14cm |
| 19376 | tk12060-16 | 16cm |
| 19377 | tk12060-18 | 18cm |
| 19378 | tk12060-20 | 20cm |


ステンレス製

ロチェスター・ペアン止血鉗子

反・無鉤

BOX-LOCK

Rochester-Pean Hemostatic Forceps




| 製品コード | 識別番号       | 全 長  |
|-------|------------|------|
| 19383 | tk12061-14 | 14cm |
| 19384 | tk12061-16 | 16cm |
| 19385 | tk12061-18 | 18cm |
| 19386 | tk12061-20 | 20cm |

ステンレス製

## オクスナー・コッヘル止血鉗子 直・有鉤 BOX-LOCK

Ochsner-Kocher Hemostatic Forceps




先端部に鉤があり把持力が強く、組織への控滅が大きい止血鉗子。

| 製品コード | 識別番号       | 全 長  |
|-------|------------|------|
| 19391 | tk12080-14 | 14cm |
| 19392 | tk12080-16 | 16cm |
| 19393 | tk12080-18 | 18cm |
| 19394 | tk12080-20 | 20cm |

ステンレス製

## オクスナー・コッヘル止血鉗子 反・有鉤 BOX-LOCK

Ochsner-Kocher Hemostatic Forceps



| 製品コード | 識別番号       | 全 長  |
|-------|------------|------|
| 19399 | tk12081-14 | 14cm |
| 19400 |            | 16cm |
| 19401 | tk12081-18 | 18cm |
| 19402 | tk12081-20 | 20cm |

ステンレス製

# 止血鉗子

## Hemostatic Forceps


主に、手術部位の血管を挟んで止血するために用いる鉗子。

ペアン止血鉗子

スリム・無鉤

BOX-LOCK

Peaen Hemostatic Forceps



ロチェスターに比べ、刃先全体が細い形状のペアン止血鉗子。

| 製品コード | 識別番号       | 形 状 | 全 長  |
|-------|------------|-----|------|
| 19407 | tk12058-13 | 直   | 13cm |
| 19408 | tk12058-14 |     | 14cm |
| 19409 | tk12058-16 |     | 16cm |


ステンレス製

コッヘル止血鉗子

スリム・有鉤

BOX-LOCK

Kocher Hemostatic Forceps



オクスナーに比べ、刃先全体が細い形状のコッヘル止血鉗子。


| 製品コード | 識別番号       | 形 状 | 全 長  |
|-------|------------|-----|------|
| 19413 | tk12078-13 | 直   | 13cm |
| 19414 | tk12078-14 |     | 14cm |
| 19415 | tk12078-16 |     | 16cm |

ステンレス製

## モスキート止血鉗子

無 鉤 BOX-LOCK

Mosquito Hemostatic Forceps



先端が細く浅い、繊細な部位に主に用いられる止血鉗子。


| 製品コード | 識別番号       | 形 状 | 全 長  |
|-------|------------|-----|------|
| 19420 | tk12020-12 | 直   | 12cm |
| 19422 | tk12021-12 | 反   | 12cm |

ステンレス製

## ハルステッド止血鉗子

無 鉤 BOX-LOCK

Halsted Hemostatic Forceps



細かな操作をしやすいするため、柄が長く、ブレード(刃)が短い止血鉗子。


| 製品コード | 識別番号       | 形 状 | 全 長  |
|-------|------------|-----|------|
| 19429 | tk12201-18 | 反   | 18cm |
| 19430 | tk12201-21 |     | 21cm |

ステンレス製

## ハルステッド・モスキート止血鉗子

無 鉤 BOX-LOCK

Halsted-Mosquito Hemostatic Forceps



ハルステッド止血鉗子とモスキート止血鉗子の機能を併せ持った止血鉗子。

| 製品コード | 識別番号       | 形 状 | 全 長    |
|-------|------------|-----|--------|
| 19437 | tk12011-12 | 反   | 12.5cm |
| 19438 | tk12011-14 |     | 14cm   |

ステンレス製

| 製品コード | 品名 | 届出番号 | 販売名 | 製造販売元 |
|-------|----|------|-----|-------|
|-------|----|------|-----|-------|

## 止血鉗子

|       |                                |                  |                  |              |
|-------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 19375 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 直・無鉤 / 14cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19376 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 直・無鉤 / 16cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19377 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 直・無鉤 / 18cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19378 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 直・無鉤 / 20cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19383 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 反・無鉤 / 14cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19384 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 反・無鉤 / 16cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19385 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 反・無鉤 / 18cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19386 | ロチェスター・ペアン止血鉗子 反・無鉤 / 20cm     | 11B1X00002Y39039 | ロチェスター・ペアン止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19391 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 直・有鉤 / 14cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19392 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 直・有鉤 / 16cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19393 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 直・有鉤 / 18cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19394 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 直・有鉤 / 20cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19399 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 反・有鉤 / 14cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19400 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 反・有鉤 / 16cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19401 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 反・有鉤 / 18cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19402 | オクスナー・コッヘル止血鉗子 反・有鉤 / 20cm     | 11B1X00002Y39040 | オクスナー・コッヘル止血鉗子   | アトムメディカル株式会社 |
| 19407 | ペアン止血鉗子 スリム / 直・無鉤 / 13cm      | 11B1X00002Y39041 | ペアン止血鉗子          | アトムメディカル株式会社 |
| 19408 | ペアン止血鉗子 スリム / 直・無鉤 / 14cm      | 11B1X00002Y39041 | ペアン止血鉗子          | アトムメディカル株式会社 |
| 19409 | ペアン止血鉗子 スリム / 直・無鉤 / 16cm      | 11B1X00002Y39041 | ペアン止血鉗子          | アトムメディカル株式会社 |
| 19413 | コッヘル止血鉗子 スリム / 直・有鉤 / 13cm     | 11B1X00002Y39042 | コッヘル止血鉗子         | アトムメディカル株式会社 |
| 19414 | コッヘル止血鉗子 スリム / 直・有鉤 / 14cm     | 11B1X00002Y39042 | コッヘル止血鉗子         | アトムメディカル株式会社 |
| 19415 | コッヘル止血鉗子 スリム / 直・有鉤 / 16cm     | 11B1X00002Y39042 | コッヘル止血鉗子         | アトムメディカル株式会社 |
| 19420 | モスキート止血鉗子 直・無鉤 / 12cm          | 11B1X00002Y39043 | モスキート止血鉗子        | アトムメディカル株式会社 |
| 19422 | モスキート止血鉗子 反・無鉤 / 12cm          | 11B1X00002Y39043 | モスキート止血鉗子        | アトムメディカル株式会社 |
| 19429 | ハルステッド止血鉗子 反・無鉤 / 18cm         | 11B1X00002Y39044 | ハルステッド止血鉗子       | アトムメディカル株式会社 |
| 19430 | ハルステッド止血鉗子 反・無鉤 / 21cm         | 11B1X00002Y39044 | ハルステッド止血鉗子       | アトムメディカル株式会社 |
| 19437 | ハルステッド・モスキート止血鉗子 反・無鉤 / 12.5cm | 11B1X00002Y39045 | ハルステッド・モスキート止血鉗子 | アトムメディカル株式会社 |
| 19438 | ハルステッド・モスキート止血鉗子 反・無鉤 / 14cm   | 11B1X00002Y39045 | ハルステッド・モスキート止血鉗子 | アトムメディカル株式会社 |