


子宮全摘鉗子


Hysterectomy Forceps

開腹子宮全摘で、子宮下部組織の集束結紮に用いられる器具。血管と組織を含めた結紮・切断に用いられるため、保持力が強く、滑脱しにくい鉗子。

ケリー鉗子 かんし 無傷性 BOX-LOCK
Kelly Forceps



子宮全摘ケリー鉗子 しきゅうぜんてき かんし 無傷性 BOX-LOCK
Kelly Hysterectomy Forceps



婦人科手術に用いられる彎曲した無鉤の鉗子。

製品コード	識別番号	形 状	全 長
18843	CM-5180	弱 弯	23.5cm
18844	CM-5181	中 弯	23cm
18845	CM-5182	強 弯	

ステンレス製

子宮全摘用にケリー鉗子を改良した鉗子。


製品コード	識別番号	形 状	全 長
18846	CM-5183	弱 弯	23cm
18847	CM-5184	弱 弯	

ステンレス製

しきゅうぜんてきかんし

子宮全摘鉗子 BOX-LOCK

Hysterecotomy Forceps



AA317/22
強 弯
22 cm

[全長]

1/2

製品コード	識別番号	形 状	全 長
19188	AA317/22	強 弯	22cm

ステンレス製


しきゅうぼうそしきかんし

子宮傍組織鉗子

Parametrium Forceps

無傷性

BOX-LOCK



実物大

[全長]

実物大

[全長]

AA540/00
直
21 cm

AA541/01
弱 弯
21 cm

AA541/02
中 弯
21 cm

AA541/03
強 弯
21 cm

AA540/00

1/2

平滑筋繊維など軟らかい組織を把持するためなどに用いられるドベークータイプ(無傷性)の鉗子。

製品コード	識別番号	形 状	全 長
19197	AA540/00	直	21cm
19198	AA541/01	弱 弯	
19199	AA541/02	中 弯	
19200	AA541/03	強 弯	
19201	AA542/00	直	24cm
19202	AA543/01	弱 弯	
19203	AA543/02	中 弯	
19204	AA543/03	強 弯	


ステンレス製

子宮全摘鉗子

Hysterectomy Forceps

開腹子宮全摘で、子宮下部組織の集束結紮に用いられる器具。血管と組織を含めた結紮・切断に用いられるため、保持力が強く、滑脱しにくい鉗子。

しきゅうぜんてきかんし ヘニー子宮全摘鉗子 BOX-LOCK Heaney Hysterecotomy Forceps




AA511/21

先端に溝があり、組織を挟んで把持する、主に子宮全摘に用いられる鉗子。

製品コード	識別番号	形状	全長
19191	AA511/21	1 溝	21cm
19192	AA511/23		23cm
19193	AA513/21	2 溝	21cm
19194	AA513/23		23cm

ステンレス製

しきゅうぜんてきかんし ヘニー・バレンティン子宮全摘鉗子 BOX-LOCK Heaney-Ballantine Hysterecotomy Forceps



AA515/21

ヘニー子宮全摘鉗子に縦溝が追加されており、垂直方向の滑落防止を考慮した設計で、主に子宮全摘に用いられる鉗子。

製品コード	識別番号	形状	全長
19195	AA514/21	直	21cm
19196	AA515/21	反	

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮全摘鉗子

18845	ケリー鉗子 強弯	11B1X00002Z39019	ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18843	ケリー鉗子 弱弯	11B1X00002Z39019	ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18844	ケリー鉗子 中弯	11B1X00002Z39019	ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18847	子宮全摘ケリー鉗子 強弯	11B1X00002Z39011	子宮全摘ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18846	子宮全摘ケリー鉗子 弱弯	11B1X00002Z39011	子宮全摘ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
19188	子宮全摘鉗子 強弯	11B1X00002Y39037	子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19197	子宮傍組織鉗子 直 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19198	子宮傍組織鉗子 弱弯 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19199	子宮傍組織鉗子 中弯 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19200	子宮傍組織鉗子 強弯 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19201	子宮傍組織鉗子 直 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19202	子宮傍組織鉗子 弱弯 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19203	子宮傍組織鉗子 中弯 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19204	子宮傍組織鉗子 強弯 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社

子宮全摘鉗子

19191	ヘニー子宮全摘鉗子 1 溝 /21cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19192	ヘニー子宮全摘鉗子 1 溝 /23cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19193	ヘニー子宮全摘鉗子 2 溝 /21cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19194	ヘニー子宮全摘鉗子 2 溝 /23cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19195	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子 直	11B1X00002Y39021	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19196	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子 反	11B1X00002Y39021	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社

子宮靱帯把持鉗子

18155	子宮靱帯把持鉗子 側反型	11B1X00002Z39010	子宮靱帯把持鉗子	アトムメディカル株式会社
-------	--------------	------------------	----------	--------------

子宮鉗子

18050	キュストネル子宮鉗子	11B1X00002Y39065	キュストネル子宮鉗子	アトムメディカル株式会社
18049	明城子宮鉗子	11B1X00002Y39068	明城子宮鉗子	アトムメディカル株式会社
19208	ミューゾ子宮鉗子	11B1X00002Y39026	ミューゾ子宮鉗子	アトムメディカル株式会社