


子宮鉗子

Uterine Forceps

婦人科手術時、子宮体の保持、付属筋層の把持牽引、子宮筋腫、卵巣嚢腫等の牽引固定等に用いられる鉗子。

しきゅうかんし
キュストネル子宮鉗子 ネジ止
Kuestner Uterine Forceps




円形有窓で子宮体の保持に用いられる鉗子。

製品コード	全 長
18050	24.5cm

ステンレス製

あかぎしきゅうかんし
明城子宮鉗子 ネジ止
Akagi Uterine Forceps




棘(とげ)を有しているため子宮体把持は強固であるが、出血を伴う鉗子。

製品コード	全 長
18049	23.5cm

ステンレス製

しきゅうかんし
ミューゾ子宮鉗子 ネジ止
Muzeu Uterine Forceps



子宮腔部や子宮体の固定に用いられる鉗子。

製品コード	識別番号	全 長
19208	KB260/08	24cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮全摘鉗子

18845	ケリー鉗子 強弯	11B1X00002Z39019	ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18843	ケリー鉗子 弱弯	11B1X00002Z39019	ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18844	ケリー鉗子 中弯	11B1X00002Z39019	ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18847	子宮全摘ケリー鉗子 強弯	11B1X00002Z39011	子宮全摘ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
18846	子宮全摘ケリー鉗子 弱弯	11B1X00002Z39011	子宮全摘ケリー鉗子	アトムメディカル株式会社
19188	子宮全摘鉗子 強弯	11B1X00002Y39037	子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19197	子宮傍組織鉗子 直 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19198	子宮傍組織鉗子 弱弯 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19199	子宮傍組織鉗子 中弯 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19200	子宮傍組織鉗子 強弯 /21cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19201	子宮傍組織鉗子 直 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19202	子宮傍組織鉗子 弱弯 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19203	子宮傍組織鉗子 中弯 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19204	子宮傍組織鉗子 強弯 /24cm	11B1X00002Y39038	子宮傍組織鉗子	アトムメディカル株式会社

子宮全摘鉗子

19191	ヘニー子宮全摘鉗子 1 溝 /21cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19192	ヘニー子宮全摘鉗子 1 溝 /23cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19193	ヘニー子宮全摘鉗子 2 溝 /21cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19194	ヘニー子宮全摘鉗子 2 溝 /23cm	11B1X00002Y39022	ヘニー子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19195	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子 直	11B1X00002Y39021	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社
19196	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子 反	11B1X00002Y39021	ヘニー・バレンタイン子宮全摘鉗子	アトムメディカル株式会社

子宮靱帯把持鉗子

18155	子宮靱帯把持鉗子 側反型	11B1X00002Z39010	子宮靱帯把持鉗子	アトムメディカル株式会社
-------	--------------	------------------	----------	--------------

子宮鉗子

18050	キュストネル子宮鉗子	11B1X00002Y39065	キュストネル子宮鉗子	アトムメディカル株式会社
18049	明城子宮鉗子	11B1X00002Y39068	明城子宮鉗子	アトムメディカル株式会社
19208	ミューゾ子宮鉗子	11B1X00002Y39026	ミューゾ子宮鉗子	アトムメディカル株式会社