


筋腫固定器

Myoma Fixator

子宮筋腫の固定に用いられる鉗子。


ゼゴン筋腫固定器

Segon Myoma Screws



子宮筋腫固定鉗子

Uterine Myoma Forceps



CM-5195

子宮全摘術や筋腫の手術で筋腫塊にねじ込み、固定や吊り上げる場合に用いられる鉗子。

トロッカーから差し込み、腹腔鏡手術で子宮筋腫を固定する筋腫固定器具。

製品コード	サイズ	先端部		全長
		径	長さ	
18141	L	21mm	66mm	18.5cm
18142	M	15mm	53mm	17cm
18143	S	12mm	44mm	15cm

ステンレス製

製品コード	識別番号	鉤径	全長
18044	CM-5195	5mm	33cm
18045	CM-5196	10mm	

CM-5195 鉤部・柄：ステンレス製 把手：黄銅製Crメッキ
CM-5196 鉤部：ステンレス製 柄・把手：黄銅製Crメッキ

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

筋腫固定器

18141	ゼゴン筋腫固定器 L	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18142	ゼゴン筋腫固定器 M	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18143	ゼゴン筋腫固定器 S	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18044	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 5mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社
18045	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 10mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社

頸リス鉗子・腹膜鉗子

18062	頸リス鉗子	11B1X00002Z39015	頸リス鉗子	アトムメディカル株式会社
19152	ミクリッチ腹膜鉗子 14cm	11B1X00002Y39025	ミクリッチ腹膜鉗子	アトムメディカル株式会社
19153	ミクリッチ腹膜鉗子 20cm	11B1X00002Y39025	ミクリッチ腹膜鉗子	アトムメディカル株式会社

組織鉗子

19165	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 15cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19166	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 19cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19167	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 25cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19168	アリス組織鉗子 無傷性 / 16cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19169	アリス組織鉗子 無傷性 / 20cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19170	アリス組織鉗子 無傷性 / 25cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
18209	T 字状粘膜鉗子	11B1X00002Y39067	T 字状粘膜鉗子	アトムメディカル株式会社

タオル鉗子・スポンジ鉗子

19246	トーホク・タオル鉗子 10cm	11B1X00002Y39011	トーホク・タオル鉗子	アトムメディカル株式会社
19247	トーホク・タオル鉗子 13cm	11B1X00002Y39011	トーホク・タオル鉗子	アトムメディカル株式会社
19259	フォースター・スポンジ鉗子 曲	11B1X00002Y39018	フォースター・スポンジ鉗子	アトムメディカル株式会社
19258	フォースター・スポンジ鉗子 直	11B1X00002Y39018	フォースター・スポンジ鉗子	アトムメディカル株式会社