


けい 頸リス鉗子・腹膜鉗子

Cervical Laceration Forceps / Peritoneal Forceps

把持に用いられる鉗子。

頸リス鉗子 無傷性 BOX-LOCK
Cervical Laceration Forceps




実物大

【全長】

CM-5141
24 cm

1/2

ミクリッチ腹膜鉗子 BOX-LOCK
Mikulicz Peritoneal Forceps



実物大

【全長】

AA601/14
14 cm

AA609/20
20 cm

1/2

AA609/20

裂傷の上端より少し上部で結節縫合を行う際、裂傷の両側を把持するために用いられる鉗子。

製品コード	識別番号	先 幅	全 長
18062	CM-5141	21mm	24cm

ステンレス製

先端に大きな鉤をもつ、腹膜把持用の有鉤鉗子。

製品コード	識別番号	全 長
19152	AA601/14	14cm
19153	AA609/20	20cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

筋腫固定器

18141	ゼゴン筋腫固定器 L	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18142	ゼゴン筋腫固定器 M	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18143	ゼゴン筋腫固定器 S	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18044	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 5mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社
18045	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 10mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社

頸リス鉗子・腹膜鉗子

18062	頸リス鉗子	11B1X00002Z39015	頸リス鉗子	アトムメディカル株式会社
19152	ミクリッチ腹膜鉗子 14cm	11B1X00002Y39025	ミクリッチ腹膜鉗子	アトムメディカル株式会社
19153	ミクリッチ腹膜鉗子 20cm	11B1X00002Y39025	ミクリッチ腹膜鉗子	アトムメディカル株式会社

組織鉗子

19165	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 15cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19166	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 19cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19167	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 25cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19168	アリス組織鉗子 無傷性 / 16cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19169	アリス組織鉗子 無傷性 / 20cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19170	アリス組織鉗子 無傷性 / 25cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
18209	T 字状粘膜鉗子	11B1X00002Y39067	T 字状粘膜鉗子	アトムメディカル株式会社

タオル鉗子・スポンジ鉗子

19246	トーホク・タオル鉗子 10cm	11B1X00002Y39011	トーホク・タオル鉗子	アトムメディカル株式会社
19247	トーホク・タオル鉗子 13cm	11B1X00002Y39011	トーホク・タオル鉗子	アトムメディカル株式会社
19259	フォースター・スポンジ鉗子 曲	11B1X00002Y39018	フォースター・スポンジ鉗子	アトムメディカル株式会社
19258	フォースター・スポンジ鉗子 直	11B1X00002Y39018	フォースター・スポンジ鉗子	アトムメディカル株式会社