



組織鉗子

Tissue Forceps

把持鉗子の一種。組織や構造を強くつかんだり、牽引するために用いられる鉗子。

アリス鉗子 5×6爪 BOX-LOCK
Allis Forceps




KD055/15

先端部が閉じても緩い湾曲になっており、弾性力があり、組織を優しく把持する鉗子。

製品コード	識別番号	全長
19165	KD055/15	15cm
19166	KD055/19	19cm
19167	KD055/25	25cm

ステンレス製

アリス組織鉗子 無傷性 BOX-LOCK
Allis Tissue Forceps




KD058/16

アリス鉗子の先端をドベーキータイプ(無傷性)にした組織把持鉗子。

製品コード	識別番号	全長
19168	KD058/16	16cm
19169	KD058/20	20cm
19170	KD058/25	25cm

ステンレス製

T字状粘膜鉗子 ネジ止
T-Type Peritoneal Forceps



柔らかいバネと麦粒状の先端で挫滅を防ぎ、粘膜縁をつかむ際に用いられる鉗子。

製品コード	全長
18209	19.3cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

筋腫固定器

18141	ゼゴン筋腫固定器 L	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18142	ゼゴン筋腫固定器 M	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18143	ゼゴン筋腫固定器 S	11B1X00002Y42001	ゼゴン筋腫固定器	アトムメディカル株式会社
18044	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 5mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社
18045	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 10mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社

頸リス鉗子・腹膜鉗子

18062	頸リス鉗子	11B1X00002Z39015	頸リス鉗子	アトムメディカル株式会社
19152	ミクリッチ腹膜鉗子 14cm	11B1X00002Y39025	ミクリッチ腹膜鉗子	アトムメディカル株式会社
19153	ミクリッチ腹膜鉗子 20cm	11B1X00002Y39025	ミクリッチ腹膜鉗子	アトムメディカル株式会社

組織鉗子

19165	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 15cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19166	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 19cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19167	アリス鉗子 5 × 6 爪 / 25cm	11B1X00002Y39005	アリス鉗子	アトムメディカル株式会社
19168	アリス組織鉗子 無傷性 / 16cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19169	アリス組織鉗子 無傷性 / 20cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
19170	アリス組織鉗子 無傷性 / 25cm	11B1X00002Y39004	アリス組織鉗子	アトムメディカル株式会社
18209	T 字状粘膜鉗子	11B1X00002Y39067	T 字状粘膜鉗子	アトムメディカル株式会社

タオル鉗子・スポンジ鉗子

19246	トーホク・タオル鉗子 10cm	11B1X00002Y39011	トーホク・タオル鉗子	アトムメディカル株式会社
19247	トーホク・タオル鉗子 13cm	11B1X00002Y39011	トーホク・タオル鉗子	アトムメディカル株式会社
19259	フォースター・スポンジ鉗子 曲	11B1X00002Y39018	フォースター・スポンジ鉗子	アトムメディカル株式会社
19258	フォースター・スポンジ鉗子 直	11B1X00002Y39018	フォースター・スポンジ鉗子	アトムメディカル株式会社