


消毒鉗子

Sterilizer Forceps

ガーゼ、綿花、綿球等を把持するために用いられる鉗子。

消毒鉗子 横外し Sterilizer Forceps




主にガーゼなどを把持するために用いられる無窓の消毒鉗子。


製品コード	識別番号	全 長
18890	CF-2206	24cm

ステンレス製

ばくりゅう 麦粒鉗子 BOX-LOCK Dressing Forceps



AF100/27



AF101/27

ガーゼなどの他に、器械把持用としても用いられる有窓の消毒鉗子。

製品コード	識別番号	形 状	全 長
19273	AF100/27	直	27cm
19276	AF101/27	反	

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

消毒鉗子

18890	消毒鉗子	11B1X00002Z39020	消毒鉗子	アトムメディカル株式会社
19273	麦粒鉗子 直	11B1X00002Y39036	麦粒鉗子	アトムメディカル株式会社
19276	麦粒鉗子 反	11B1X00002Y39036	麦粒鉗子	アトムメディカル株式会社

持針器

17453	マッチュ持針器 超硬チップ付 /17cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17454	マッチュ持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17456	マッチュ持針器 超硬チップ付 /バヨネット型 /17cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17457	マッチュ持針器 超硬チップ付 /バヨネット型 /20cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17461	メーヨー・ヘガール持針器 18cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17462	メーヨー・ヘガール持針器 20cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17466	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /14cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17467	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /16cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17468	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /18cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17469	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17470	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /24cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17471	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /26cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17473	ツバイフェル持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30004	ツバイフェル持針器	アトムメディカル株式会社
17475	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /15cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17476	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /18cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17477	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17478	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /23cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17479	デルフ持針器 超硬チップ付	11B1X00002Y30006	デルフ持針器	アトムメディカル株式会社
17480	ウェプスター持針器 超硬チップ付	11B1X00002Y30005	ウェプスター持針器	アトムメディカル株式会社