

持針器

Needle Holder

縫合針を把持して縫合する際に用いられる鉗子。


マッチュ持針器

Mathieu Needle Holder


TUC

超硬チップ付

BOX-LOCK



tk20600-20



皮膚・筋膜など硬い組織の縫合に用いられる持針器。

製品コード	識別番号	全 長
17453	tk20600-17	17cm
17454	tk20600-20	20cm

ステンレス製

マッチュ持針器

Mathieu Needle Holder


TUC

超硬チップ付

パヨネット型 BOX-LOCK



tk20610-20



手術用ゴム手袋が持針器の開閉時に挟まれて破れる経験をもとに改良された持針器。フランス型とも言われる。

製品コード	識別番号	全 長
17456	tk20610-17	17cm
17457	tk20610-20	20cm

ステンレス製


縫合針のサイズに合わせて、適切なタイプの持針器をお選びいただけます。



持針器	把針部	ピッチ	縫合針
マッチュ持針器	スタンダード	0.5mm	3/0以上
メーヨー・ヘガール持針器			
ツバイフェル持針器			
クライルウッド持針器	ファイン	0.4mm	3/0-6/0以上
デルフ持針器			
ウェブスター持針器	スムーズ	なし	10/0以下

※左の図は超硬チップ付タイプの把針部です。

メーヨー・ヘガール持針器 BOX-LOCK
Mayo-Hegar Needle Holder




tk20012-18

血管吻合など薄く柔らかい縫合に用いられる持針器。

製品コード	識別番号	全 長
17461	tk20012-18	18cm
17462	tk20012-20	20cm

ステンレス製

メーヨー・ヘガール持針器 TUC BOX-LOCK
Mayo-Hegar Needle Holder



tk20512-18

製品コード	識別番号	全 長
17466	tk20512-14	14cm
17467	tk20512-16	16cm
17468	tk20512-18	18cm
17469	tk20512-20	20cm
17470	tk20512-24	24cm
17471	tk20512-26	26cm

ステンレス製

持針器

Needle Holder

縫合針を把持して縫合する際に用いられる鉗子。

ツバイフェル持針器

Zweifel Needle Holder

TUC

超硬チップ付

ネジ止


クライルウッド持針器

Crile-Wood Needle Holder

TUC

超硬チップ付

BOX-LOCK



製品コード	識別番号	全 長
17473	tk20660-20	20cm

ステンレス製

製品コード	識別番号	全 長
17475	tk20502-15	15cm
17476	tk20502-18	18cm
17477	tk20502-20	20cm
17478	tk20502-23	23cm

ステンレス製

デルフ持針器
Derf Needle Holder



BOX-LOCK

ファイン

実物大



【全長】 tk20508-12
12.5 cm



1/2

製品コード	識別番号	全 長
17479	tk20508-12	12.5cm

ステンレス製

ウェブスター持針器
Webster Needle Holder



BOX-LOCK

スムーズ

実物大



【全長】 tk20509-13
13 cm



1/2

製品コード	識別番号	全 長
17480	tk20509-13	13cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

消毒鉗子

18890	消毒鉗子	11B1X00002Z39020	消毒鉗子	アトムメディカル株式会社
19273	麦粒鉗子 直	11B1X00002Y39036	麦粒鉗子	アトムメディカル株式会社
19276	麦粒鉗子 反	11B1X00002Y39036	麦粒鉗子	アトムメディカル株式会社

持針器

17453	マッチュ持針器 超硬チップ付 /17cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17454	マッチュ持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17456	マッチュ持針器 超硬チップ付 /バヨネット型 /17cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17457	マッチュ持針器 超硬チップ付 /バヨネット型 /20cm	11B1X00002Y30001	マッチュ持針器	アトムメディカル株式会社
17461	メーヨー・ヘガール持針器 18cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17462	メーヨー・ヘガール持針器 20cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17466	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /14cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17467	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /16cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17468	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /18cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17469	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17470	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /24cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17471	メーヨー・ヘガール持針器 超硬チップ付 /26cm	11B1X00002Y30002	メーヨー・ヘガール持針器	アトムメディカル株式会社
17473	ツバイフェル持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30004	ツバイフェル持針器	アトムメディカル株式会社
17475	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /15cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17476	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /18cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17477	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /20cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17478	クライルウッド持針器 超硬チップ付 /23cm	11B1X00002Y30003	クライルウッド持針器	アトムメディカル株式会社
17479	デルフ持針器 超硬チップ付	11B1X00002Y30006	デルフ持針器	アトムメディカル株式会社
17480	ウェプスター持針器 超硬チップ付	11B1X00002Y30005	ウェプスター持針器	アトムメディカル株式会社