


開腹器

Abdominal Retractor

腹膜展開後に視野確保のため用いられる開腹器。

にべんふくへきこていき ホーツェル二弁腹壁固定器 Houzel Abdominal Retractor




製品コード	サイズ	最大開口幅	左右弁	
			幅	深さ
18117	L	165mm	70mm	60mm
18118	M	155mm	64mm	60mm
18119	S	140mm	58mm	47mm
18120	SS	115mm	50mm	40mm

ステンレス製

吾妻三弁腹壁固定器の側鉤を取り除いた開腹器。

あずまさんぺんふくへきこていき
吾妻三弁腹壁固定器
 Azuma Abdominal Retractor



製品コード	サイズ	最大開口幅	左右弁		側 鉤	
			幅	深 さ	幅	深 さ
18108	L	165mm	70mm	60mm	92mm	83mm
18109	M	155mm	64mm	60mm	68mm	68mm
18110	S	140mm	58mm	47mm	60mm	60mm
17852	SS	115mm	50mm	40mm	57mm	60mm

ステンレス製

ホーツェル二弁腹壁固定器に側鉤を追加した開腹器。

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

開腹器

18117	ホーツェル二弁腹壁固定器 L	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18118	ホーツェル二弁腹壁固定器 M	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18119	ホーツェル二弁腹壁固定器 S	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18120	ホーツェル二弁腹壁固定器 SS	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18108	吾妻三弁腹壁固定器 L	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18109	吾妻三弁腹壁固定器 M	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18110	吾妻三弁腹壁固定器 S	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
17852	吾妻三弁腹壁固定器 SS	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社

鉤

18102	フリッチ腹壁鉤 L	11B1X00002Z38001	フリッチ腹壁鉤	アトムメディカル株式会社
18103	フリッチ腹壁鉤 M	11B1X00002Z38001	フリッチ腹壁鉤	アトムメディカル株式会社
18104	フリッチ腹壁鉤 S	11B1X00002Z38001	フリッチ腹壁鉤	アトムメディカル株式会社
19339	ミニランゲンバック鉤 幅 6mm・深 10mm	11B1X00002Y38006	ミニランゲンバック鉤	アトムメディカル株式会社
19340	ミニランゲンバック鉤 幅 5mm・深 17mm	11B1X00002Y38006	ミニランゲンバック鉤	アトムメディカル株式会社
19336	ランゲンバック扁平鉤 幅 6mm・深 25mm	11B1X00002Y38005	ランゲンバック扁平鉤	アトムメディカル株式会社
19337	ランゲンバック扁平鉤 幅 11mm・深 40mm	11B1X00002Y38005	ランゲンバック扁平鉤	アトムメディカル株式会社
19338	ランゲンバック扁平鉤 幅 11mm・深 55mm	11B1X00002Y38005	ランゲンバック扁平鉤	アトムメディカル株式会社
18003	尿管鉤	11B1X00002Y38019	尿管鉤	アトムメディカル株式会社
18865	子宮翻転器 L	11B1X00002Z38015	子宮翻転器	アトムメディカル株式会社
18866	子宮翻転器 M	11B1X00002Z38015	子宮翻転器	アトムメディカル株式会社
18096	手術用圧排鉤 L	11B1X00002Z38019	手術用圧排鉤	アトムメディカル株式会社
18097	手術用圧排鉤 S	11B1X00002Z38019	手術用圧排鉤	アトムメディカル株式会社
18105	東大式膀胱圧定器	11B1X00002Z38020	東大式膀胱圧定器	アトムメディカル株式会社
18041	膀胱用側板	11B1X00002Z38018	膀胱用側板	アトムメディカル株式会社
18002	岡林直腸鉤	11B1X00002Y38017	岡林直腸鉤	アトムメディカル株式会社
18870	直腸圧定鉤	11B1X00002Y38018	直腸圧定鉤	アトムメディカル株式会社
19352	柔軟性腸圧定筥 幅 12mm・長 20cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19353	柔軟性腸圧定筥 幅 17mm・長 20cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19354	柔軟性腸圧定筥 幅 30mm・長 33cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19355	柔軟性腸圧定筥 幅 40mm・長 33cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19356	柔軟性腸圧定筥 幅 50mm・長 33cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社