

## Retractor

手術の視野を妨げる組織を除けるために用いられる手術器具。

ふくへきこう  
**フリッチ腹壁鉤**  
Fritsch Retractor



CF-2185/L



CF-2185/M



CF-2185/S

開腹後、皮膚・皮下組織・筋層・腹膜にわたる腹壁を牽引するための鉤で、半円状に曲がった鉤の内側に、腹壁を引っ掛けて使用する腹壁鉤。



製品コード	識別番号	サイズ	幅	深さ	全長
18102	CF-2185	L	60mm	45mm	25cm
18103		M	38mm	30mm	24cm
18104		S	30mm	30mm	24cm

ステンレス製

通称名：鞍状鉤(あんじょうこう)、ザッテル

へんべいこう  
**ランゲンベック扁平鉤**  
 Langenbeck Retractor

**ミニランゲンベック鉤**  
 Mini-Langenbeck Retractor



切開手術野を覆う組織、筋肉などを開き拡げて手術操作を容易にするために用いられる筋鉤。

製品コード	識別番号	幅	深さ	全長
19336	AK233/01	6mm	25mm	21.5cm
19337	AK233/05	11mm	40mm	
19338	AK233/06	11mm	55mm	

ステンレス製

製品コード	識別番号	幅	深さ	全長
19339	AK086/10	6mm	10mm	16cm
19340	AK086/17	5mm	17mm	

ステンレス製

## Retractor

手術の視野を妨げる組織を除けるために用いられる手術器具。

### 尿管鉤

Ureter Retractor



1/2

尿管を分離した際、尿管を把持、吊り上げるために用いられる鉤。

製品コード	先幅	全長
18003	9mm	25.5cm

ステンレス製

### 子宮翻転器

Uterine Retractor



子宮の屈折度に合わせた屈曲した構造をもち、子宮の固定、圧迫、または転回の際に用いられる器具。

製品コード	識別番号	サイズ	幅	深さ	全長
18865	CM-5358	L	35mm	110mm	30cm
18866		M	30mm	80mm	27cm

ステンレス製

### 手術用圧排鉤

Abdominal Retractor



製品コード	識別番号	サイズ	幅	深さ	全長
18096	CM-5319	L	30mm	130mm	21cm
18097		S	25mm	120mm	

ステンレス製

とうだいしきぼうこうあつていき  
**東大式膀胱圧定器**  
 UTokyo Bladder Retractor



膀胱用側板にT字形の突起が把持部に設けられ、鉤の幅が広く、視野の展開と同時にほかの臓器を傷つけないために用いられる鉤。

製品コード	識別番号	先幅	深さ	全長
18105	CM-5366	54mm	90mm	23.5cm

ステンレス製

ぼうこうようそくばん  
**膀胱用側板**  
 Bladder Retractor



指がかけられるように把持部に穴が設けられ、下腹部開腹術で膀胱を圧迫固定するために用いられる扁平鉤。

製品コード	識別番号	先幅	深さ	全長
18041	CM-5365	30mm	75mm	16cm

ステンレス製

## Retractor

手術の視野を妨げる組織を除けるために用いられる手術器具。

おかばやしちよくちようこう

岡林直腸鉤

Okabayashi Rectal Retractor

ちよくちようあつていこう

直腸圧定鉤

Rectal Retractor



握りやすさが考慮され、柄に突起がついた、先端がわずかに内側に曲げられている直腸鉤。

岡林直腸鉤に比べ、若干細身の直腸鉤。

製品コード	幅	深さ	全長
18002	41mm	245mm	35.1cm

ステンレス製

製品コード	幅	深さ	全長
18870	29mm	155mm	30cm

ステンレス製

じゅうなんせいちょうあつていへい  
**柔軟性腸圧定筥**  
Abdominal Spatula



AK800/12

細い金属の板であり、ある程度自由な形に曲げられるため、様々な用途で用いられるヘラ。

製品コード	識別番号	幅	全長
19352	AK800/12	12mm	20cm
19353	AK800/17	17mm	
19354	AK804/30	30mm	33cm
19355	AK804/40	40mm	
19356	AK804/50	50mm	

ステンレス製

別名：柔軟ベラ、腸ヘラ、自在鉤、スパーテル

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

## 開腹器

18117	ホーツェル二弁腹壁固定器 L	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18118	ホーツェル二弁腹壁固定器 M	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18119	ホーツェル二弁腹壁固定器 S	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18120	ホーツェル二弁腹壁固定器 SS	11B1X00002Y50015	ホーツェル二弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18108	吾妻三弁腹壁固定器 L	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18109	吾妻三弁腹壁固定器 M	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
18110	吾妻三弁腹壁固定器 S	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社
17852	吾妻三弁腹壁固定器 SS	11B1X00002Y50016	吾妻三弁腹壁固定器	アトムメディカル株式会社

## 鉤

18102	フリッチ腹壁鉤 L	11B1X00002Z38001	フリッチ腹壁鉤	アトムメディカル株式会社
18103	フリッチ腹壁鉤 M	11B1X00002Z38001	フリッチ腹壁鉤	アトムメディカル株式会社
18104	フリッチ腹壁鉤 S	11B1X00002Z38001	フリッチ腹壁鉤	アトムメディカル株式会社
19339	ミニランゲンバック鉤 幅6mm・深10mm	11B1X00002Y38006	ミニランゲンバック鉤	アトムメディカル株式会社
19340	ミニランゲンバック鉤 幅5mm・深17mm	11B1X00002Y38006	ミニランゲンバック鉤	アトムメディカル株式会社
19336	ランゲンバック扁平鉤 幅6mm・深25mm	11B1X00002Y38005	ランゲンバック扁平鉤	アトムメディカル株式会社
19337	ランゲンバック扁平鉤 幅11mm・深40mm	11B1X00002Y38005	ランゲンバック扁平鉤	アトムメディカル株式会社
19338	ランゲンバック扁平鉤 幅11mm・深55mm	11B1X00002Y38005	ランゲンバック扁平鉤	アトムメディカル株式会社
18003	尿管鉤	11B1X00002Y38019	尿管鉤	アトムメディカル株式会社
18865	子宮翻転器 L	11B1X00002Z38015	子宮翻転器	アトムメディカル株式会社
18866	子宮翻転器 M	11B1X00002Z38015	子宮翻転器	アトムメディカル株式会社
18096	手術用圧排鉤 L	11B1X00002Z38019	手術用圧排鉤	アトムメディカル株式会社
18097	手術用圧排鉤 S	11B1X00002Z38019	手術用圧排鉤	アトムメディカル株式会社
18105	東大式膀胱圧定器	11B1X00002Z38020	東大式膀胱圧定器	アトムメディカル株式会社
18041	膀胱用側板	11B1X00002Z38018	膀胱用側板	アトムメディカル株式会社
18002	岡林直腸鉤	11B1X00002Y38017	岡林直腸鉤	アトムメディカル株式会社
18870	直腸圧定鉤	11B1X00002Y38018	直腸圧定鉤	アトムメディカル株式会社
19352	柔軟性腸圧定筥 幅12mm・長20cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19353	柔軟性腸圧定筥 幅17mm・長20cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19354	柔軟性腸圧定筥 幅30mm・長33cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19355	柔軟性腸圧定筥 幅40mm・長33cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社
19356	柔軟性腸圧定筥 幅50mm・長33cm	11B1X00002Y38011	柔軟性腸圧定筥	アトムメディカル株式会社