

お知らせ

お客様各位

2019年8月
アトムメディカル株式会社

オープンフェースマスク 形状および製品ラインナップ変更のご案内


日頃より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社では製品をより安全により快適にご使用いただけるよう、オープンフェースマスクの仕様を以下の通り変更いたします。


なお、製品のタイプにより実施時期は前後いたしますが、2019年12月より新仕様へ逐次変更のうえ出荷させていただきます。予めご了承くださいませよう、お願い申し上げます。

■仕様変更の内容


①鼻への接触を考慮した形状へ変更



②口元に開口部が追加されます。(L ロング、M ロングのみ)



③カプノメーターのサンプリングチューブを接続、固定できるようになります



■対象製品および価格について

●価格については、今回の仕様変更に伴う変更はございません。

| 品名 | 製品コード |
|-------------------------|-------------------------------|
| オープンフェースマスク スタンダードコネクター | 36510、36511、36512、36513、36514 |
| オープンフェースマスク ソケット | 36570、36571、36572、36573、36574 |

■製品ラインナップの変更について

上記仕様変更③により、現行品の『オープンフェースマスク 呼気サンプルライン付』は、

2020年3月31日をもって販売中止とさせていただきます。

(在庫状況によっては時期が早まる場合があります。ご了承ください。)