

# 子宮消息子・子宮捲綿子

## Uterine Probe / Uterine Applicator

### 子宮消息子

Uterine Probe

### 子宮消息子 高齢者診断用

Uterine Probe

### 子宮捲綿子

Uterine Applicator

### 子宮捲綿子 柳葉状 スメヤ採取用

Uterine Applicator



18275



18895



CM-5106



CM-5107



| 製品コード | 全長   |
|-------|------|
| 18275 | 30cm |

先端部:銀製 柄:銅製 把手:ステンレス製

- 先端7cmから15cmまで1cmごとに目盛りが付けてあります。

| 製品コード | 全長     |
|-------|--------|
| 18895 | 25.5cm |

先端部:銀製 柄:銅製 把手:ステンレス製

- 先端から7cmのところ目盛りが付けてあります。
- 柄が細いので萎縮により狭小化した子宮頸管にも、容易に挿入できます。

| 製品コード | カタログ番号  | 全長     |
|-------|---------|--------|
| 18276 | CM-5106 | 27.5cm |

黄銅製Crメッキ

| 製品コード | カタログ番号  | 全長     |
|-------|---------|--------|
| 18277 | CM-5107 | 24.5cm |

ステンレス製

- 綿巻部の特殊加工により、巻綿が解けずスメヤ採取が確実です。また、容易に巻綿除去ができます。