


腔部ピンセット・頸管鑷子

Vaginal Forceps/Endocervical Canal Forceps

腔部ピンセット 6×7爪

Vaginal Forceps



AB418/23
[全長] 23cm

AB418/23

アトムコルポスコープ用頸管鑷子

Atom Endocervical Canal Forceps for Colposcopy



18168
[全長] 26cm

18168

製品コード	カタログ番号	全長
17198	AB418/23	23cm

ステンレス製

製品コード	全長
18168	26cm

ステンレス製黒Crメッキ

●先端の扁平部で頸管を開いて検鏡します。