造腟用プロテーゼ・腟ダイレーター

Vaginal Prosthesis / Vaginal Dilator


造腟用プロテーゼ Vaginal Prosthesis



CM-5693


製品コード	カタログ番号	サイズ	寸 法		
			Α	В	С
17022	CM-5693	L	40mm	90mm	30mm
17023		М	35mm	80mm	25mm
17024		S	30mm	70mm	20mm

メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製




●中心の穴は薬液注入に都合がよく、また、抜去用の糸通しが 付いています。

腟ダイレーター Vaginal Dilator



製品コード	サイズ	寸 法		
3₹III ⊐ 1 '		全長	直径 1	直径2
17884	L		30mm	24mm
17885	М	180mm	25mm	19mm
17886	S		20mm	14mm

メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製



- ●先端から7cmのところに目盛りが付けてあります。
- ●両端のどちらからでも挿入することができます。