

造腔用プロテーゼ・腔ダイレーター

Vaginal Prosthesis / Vaginal Dilator

造腔用プロテーゼ


Vaginal Prosthesis



CM-5693

製品コード	カタログ番号	サイズ	寸法		
			A	B	C
17022	CM-5693	L	40mm	90mm	30mm
17023		M	35mm	80mm	25mm
17024		S	30mm	70mm	20mm

メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製



- 腔形成手術に、滑脱容易なメタクリル樹脂製の本品は、組織に対する刺激性が全くありません。中心の穴は薬液注入に都合がよく、糸通しが付いていますので抜去が容易です。

腔ダイレーター

Vaginal Dilator



(L)




(M)



(S)

製品コード	サイズ	寸法		
		全長	直径1	直径2
17884	L	180mm	30mm	24mm
17885	M		25mm	19mm
17886	S		20mm	14mm

メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製



- 先端から7cmのところを目盛りが付けてあります。
- 左右どちらからでも挿入することができます。