


胎盤鉗子

Placenta Forceps

アトム胎盤鉗子 ネジ止

Atom Placenta Forceps




製品コード	先 幅	全 長
18855	4.5mm	23cm
18856	6mm	
18857	9mm	
18858	12mm	24cm
18859	15mm	25cm

ステンレス製

- 把持部は指にフィットするように工夫されており、指と鉗子に一体感が得られます。
- 先端から7cmのところを目盛りが付けてあります。

日母型胎盤鉗子 ネジ止

J.A.M.W Type Placenta Forceps




製品コード	先 幅	全 長
18745	4.5mm	24.5cm
18706	6mm	
18709	9mm	
18712	12mm	25cm
18715	15mm	26cm

ステンレス製

- 関節部より挟圧部までを細く半円に肉付けし、弾性を加え挿入しやすくなっています。
- 挟圧基部が重なるように作られ、ズレがありません。
- 先端から7cmのところを目盛りが付けてあります。

高山胎盤鉗子 ネジ止 Takayama Placenta Forceps




製品コード	先幅	全長
18611	11mm	27cm
18613	13mm	
18615	15mm	

ステンレス製

●先端から7cmのところを目盛りが付けてあります。

小鷹胎盤鉗子 ネジ止 Kotaka Placenta Forceps



製品コード	先幅	全長
18506	6mm	25.5cm
18507	7mm	
18508	8mm	
18509	9mm	
18510	10mm	
18511	11mm	
18512	12mm	
18513	13mm	
18514	14mm	
18515	15mm	

ステンレス製

●先端から7cmのところを目盛りが付けてあります。