


筋腫固定器

Myoma Fixator

ゼゴン筋腫固定器

Segon Myoma Screws




実物大

【全長】 L 18.5cm

子宮筋腫固定鉗子

Uterine Myoma Forceps



実物大

【全長】 CM-5195 33cm

CM-5195

製品コード	サイズ	先端部		全長
		径	長さ	
18141	L	21mm	66mm	18.5cm
18142	M	15mm	53mm	17.2cm
18143	S	12mm	44mm	15cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	鉤径	全長
18044	CM-5195	5mm	33cm
18045	CM-5196	10mm	

CM-5195 鉤部・柄:ステンレス製 把手:黄銅製Crメッキ
CM-5196 鉤部:ステンレス製 柄・把手:黄銅製Crメッキ

- 子宮筋腫を固定し、切開や子宮からの分離を容易にすることができます。
- 腹腔鏡手術の際に使用します。