


# 開腹器・開創器

## Abdominal Retractor

### ホーツェル二弁腹壁固定器


Houzel Abdominal Retractor



製品コード	サイズ	最大開口幅	左右弁	
			幅	深さ
18117	L	165mm	70mm	60mm
18118	M	155mm	64mm	60mm
18119	S	140mm	58mm	47mm
18120	SS	115mm	50mm	40mm

ステンレス製

吾妻三弁腹壁固定器  
Azuma Abdominal Retractor



製品コード	サイズ	最大開口幅	左右弁		側 鉤	
			幅	深 さ	幅	深 さ
18108	L	165mm	70mm	60mm	92mm	83mm
18109	M	155mm	64mm	60mm	68mm	68mm
18110	S	140mm	58mm	47mm	60mm	60mm
17852	SS	115mm	50mm	40mm	57mm	60mm


ステンレス製

# 開腹器・開創器

## Abdominal Retractor

### ゴッセ開腹器


Gosset Abdominal Retractor



AK612/14

製品コード	カタログ番号	サイズ	最大開口幅	弁	
				幅	深さ
19323	AK612/14	L	110mm	35mm	63mm

ステンレス製




AK611/10

製品コード	カタログ番号	サイズ	最大開口幅	弁	
				幅	深さ
19322	AK611/10	S	80mm	30mm	40mm

ステンレス製

## バルフォア開腹器

Balfour Abdominal Retractor




AK620/09

製品コード	カタログ番号	最大開口幅	幅 × 深さ	
			左右弁	側 鈎
19324	AK620/09	90mm	27×27mm	20×24mm

ステンレス製

## ウェイトラナー開創器 先 鈍

Weitlaner Selfretaining Retractor



AK527/16

製品コード	カタログ番号	最大開口幅	弁		全 長
			幅	深さ	
19321	AK527/16	80mm	19mm	18mm	16.5cm

ステンレス製