

# 鉤

## Retractor

### フリッチ腹壁鉤

Fritsch Retractor



1/2

CF-2185/L



1/2

CF-2185/M



1/2

CF-2185/S

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18102	CF-2185	L	60mm	45mm	25cm
18103		M	38mm	30mm	24cm
18104		S	30mm	30mm	24cm


ステンレス製

## ランゲンベック扁平鉤 Langenbeck Retractor



AK233/01

1/2



幅 × 深さ  
AK233/01  
6×25mm

実物大



幅 × 深さ  
AK233/05  
11×40mm

実物大



幅 × 深さ  
AK233/06  
11×55mm

実物大

## ミニランゲンベック鉤 Mini-Langenbeck Retractor




AK086/10

1/2



幅 × 深さ  
AK086/10  
6×10mm

実物大



幅 × 深さ  
AK086/17  
5×17mm

実物大

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
19336	AK233/01	6mm	25mm	21.5cm
19337	AK233/05	11mm	40mm	
19338	AK233/06	11mm	55mm	

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
19339	AK086/10	6mm	10mm	16cm
19340	AK086/17	5mm	17mm	


ステンレス製

# 鉤

## Retractor

### コッヘル単鉤


Kocher Retractor



AK160/01

### コッヘル双鉤


Kocher Retractor with Two Prongs



AK160/02

### 単鋭鉤

Delicate Hook



KB292/01

製品コード	カタログ番号	先端部	全長
19341	AK160/01	鋭	22cm
19342	AK161/01	鈍	

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	先端部	全長
19343	AK160/02	鋭	22cm
19344	AK161/02	鈍	


ステンレス製

製品コード	カタログ番号	全長
19348	KB292/01	22cm

ステンレス製

## 筋 鈎 三爪・扁平

Delicate Retractor



AK122/16

製品コード	カタログ番号	全 長
19350	AK122/16	16cm

ステンレス製

## 尿管鈎

Ureter Retractor



18003

製品コード	先 幅	全 長
18003	9mm	25.5cm

ステンレス製

## 子宮翻転器

Uterine Retractor



CM-5358

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18865	CM-5358	L	35mm	100mm	30cm
18866		M	30mm	80mm	27cm

ステンレス製

# 鉤

## Retractor

### ミクリッチ鉤

Mikulicz Retractor



AK290/01

### 手術用圧排鉤

Abdominal Retractor



CM-5319

### 手術用スパーテル

Surgical Spatula



CM-5367

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
19357	AK290/01	35mm	85mm	26cm
19358	AK290/02	50mm	120mm	

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18096	CM-5319	L	30mm	130mm	21cm
18097		S	25mm	120mm	

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18195	CM-5367	L	40mm	110mm	29cm
18196		S	30mm	100mm	28cm

ステンレス製

東大式膀胱圧定器  
UTokyo Bladder Retractor



CM-5366

製品コード	カタログ番号	先幅	深さ	全長
18105	CM-5366	54mm	90mm	24cm

ステンレス製

膀胱用側板  
Bladder Retractor



CM-5365

製品コード	カタログ番号	先幅	深さ	全長
18041	CM-5365	30mm	75mm	16cm

ステンレス製

# 鉤

## Retractor

### 岡林直腸鉤

Okabayashi Rectal Retractor



18002

製品コード	幅	深さ	全長
18002	41mm	245mm	35.1cm

ステンレス製

### 直腸圧定鉤

Rectal Retractor



18870

製品コード	幅	深さ	全長
18870	29mm	155mm	30cm

ステンレス製

## 腸 箆

Intestinal Spatula



CM-5373

製品コード	カタログ番号	幅	深さ	全長
18871	CM-5373	55mm	95mm	26cm

ステンレス製

## ミクリッチ腸圧定箆

Mikulicz Intestinal Spatula



CF-2186

製品コード	カタログ番号	サイズ	幅	深さ	全長
18106	CF-2186	L	35mm	110mm	27cm

ステンレス製

## 柔軟性腸圧定箆

Abdominal Spatula



AK800/12

製品コード	カタログ番号	幅	全長
19352	AK800/12	12mm	20cm
19353	AK800/17	17mm	
19354	AK804/30	30mm	33cm
19355	AK804/40	40mm	
19356	AK804/50	50mm	

ステンレス製