

持針器

Needle Holder

マッチョ持針器 BOX-LOCK Mathieu Needle Holder




tk20100-20

1/2

スタンダード

実物大



【全長】 AE200/14 14cm AE200/17 17cm tk20100-20 20cm AE200/24 24cm


製品コード	カタログ番号	全長
17413	AE200/14	14cm
17414	AE200/17	17cm
17450	tk20100-20	20cm
17416	AE200/24	24cm

ステンレス製

縫合針のサイズに応じた、最適なタイプの持針器がご選びいただけます。



スタンダード



ファイン



スムーズ

持針器	把針部	ピッチ	縫合針
マッチョ持針器	スタンダード	0.5mm	3/0以上
メーヨー・ヘガール持針器			
ツバイフェル持針器			
クライルウッド持針器	ファイン	0.4mm	3/0-6/0以上
デルフ持針器			
ウェブスター持針器	スムーズ	なし	10/0以下

※ 左の図は超硬チップ付タイプの把針部です。


マッチョ持針器
Mathieu Needle Holder



BOX-LOCK



tk20600-20



1/2

マッチョ持針器
Mathieu Needle Holder




パヨネット型

BOX-LOCK



tk20610-20



1/2

製品コード	カタログ番号	全長
17417	AE500/14	14cm
17453	tk20600-17	17cm
17454	tk20600-20	20cm
17455	tk20600-24	24cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	全長
17421	AE502/17	17cm
17457	tk20610-20	20cm
17458	tk20610-23	23cm





ステンレス製

持針器

Needle Holder


メーヨー・ヘガール持針器 BOX-LOCK
Mayo-Hegar Needle Holder

メーヨー・ヘガール持針器 BOX-LOCK
Mayo-Hegar Needle Holder



1/2

tk20012-18



1/2

tk20512-18

製品コード	カタログ番号	全長
17459	tk20012-14	14cm
17460	tk20012-16	16cm
17461	tk20012-18	18cm
17462	tk20012-20	20cm
17463	tk20012-24	24cm
17464	tk20012-26	26cm

ステンレス製


製品コード	カタログ番号	全長
17466	tk20512-14	14cm
17467	tk20512-16	16cm
17468	tk20512-18	18cm
17469	tk20512-20	20cm
17470	tk20512-24	24cm
17471	tk20512-26	26cm
17437	AE400/30	30cm

ステンレス製

ツバイフェル持針器
Zweifel Needle Holder



ネジ止



tk20660-20




製品コード	カタログ番号	全長
17473	tk20660-20	20cm
17445	AE530/23	23cm

ステンレス製

クライルウッド持針器
Crile-Wood Needle Holder



BOX-LOCK



tk20502-20



製品コード	カタログ番号	全長
17438	AE470/15	15cm
17476	tk20502-18	18cm
17477	tk20502-20	20cm
17478	tk20502-23	23cm

ステンレス製

持針器

Needle Holder

デルフ持針器
Derf Needle Holder



BOX-LOCK



ファイン

実物大



tk20508-12
【全長】 12.5cm

1/2

tk20508-12

ウェブスター持針器
Webster Needle Holder




BOX-LOCK



スムーズ

実物大



tk20509-13
【全長】 13cm

1/2

tk20509-13

製品コード	カタログ番号	全長
17479	tk20508-12	12.5cm

ステンレス製

製品コード	カタログ番号	全長
17480	tk20509-13	13cm

ステンレス製